

CyanoViewSmart



좋아요 2,500,000개

WSE-5640 CyanoviewSmart

#간편하게 #스마트폰으로찰칵 #안쓸때는접어 #공간활용
 #반영구적 #CyanLED #UV보다안전해 #가성비굿



UV보다 안전한 Trans-Cyan LED 광원과 접이식 View Window로 이루어져 있습니다.
 Gel extraction도 가능합니다.

차광박스를 장착하고 View Window를 통해 스마트폰 또는 디지털 카메라로 형광염색 gel을 촬영할 수 있습니다.
 13 cm x 8 cm 크기 이하의 gel을 적용할 수 있습니다.

수납시

사용시



구성



SPECIFICATION		사용 가능한 형광 시약	
명칭	WSE-5640 CyanoViewSmart	DNA, RNA 용	EtBr
광원	투과형 LED 광원 (Trans-Cyan LED 505 ± 25 nm)		EzFluoroStainDNA (ATTO)
조사 면적	130 × 80 mm (유리 면적 135 × 92 mm)		SYBR Safe
발광 강도	500 μW (발광면 중앙 기준)		SYBR Gold
View window	Orange filter		SYBR Green I
크기	수납시 : 225(W) × 220(D) × 75(H) mm 사용시 : 225(W) × 220(D) × 195(H) mm		GelRed
무게	1.6 kg	단백질 용	FluoroVue
전원	DC 24 V, 0.5 A		Midori Green Xtra
AC 어댑터	입력 : AC 100 V, 50/60 Hz, 50 VA 출력 : DC 24 V, 1 A		EzLabelFluoroNeo (ATTO)
제품 구성	WSE-5640 CyanoViewSmart 본체 1 대, 차광박스 1 개, Gel Tray 1 개, AC 어댑터 1 개		SYPRO Ruby
작동 온도	20℃ ~ 30℃		SYPRO Orange
Cat. No.	2008160		SYPRO Tangerine
			Coomassie Fluor Orange
			Oriole fluorescent gel stain
			Flamingo fluorescent gel Stain
			Pro-Q Diamond
			Phos-Tag Magenta
			Phos-Tag Aqua

※ 상기 시약의 검출을 보증하는 것은 아닙니다.
 ※ 시약의 자세한 내용은 시약 제조사에 확인하시기 바랍니다.
 ※ 상기 외에도 EX, EM 파장과 적합한 시약이라면 사용이 가능합니다.



(주)아토코리아

대전광역시 유성구 복용동로 43, 도안더브시그니처 F623호
 Tel. 042-822-1117 / Fax. 042-825-1116
 URL : www.attokorea.co.kr
 E-Mail : info@attokorea.co.kr

0,000 001 = 10⁻⁶ micro
 0,000 000 001 = 10⁻⁹ nano
 0,000 000 000 001 = 10⁻¹² pico
 0,000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁵ femto
 0,000 000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁸ ATTO