

CyanoViewSmart



좋아요 2,500,000개

WSE-5640 CyanoviewSmart

#간편하게 #스마트폰으로찰칫 #안쓸때는접어 #공간활용
#반영구적 #CyanLED #UV보다안전해 #가성비굿



UV보다 안전한 Trans-Cyan LED 광원과 접이식 View Window로 이루어져 있습니다.
Gel extraction도 가능합니다.

차광박스를 장착하고 View Window를 통해 스마트폰 또는 디지털 카메라로 형광염색 gel을 촬영할 수 있습니다.
13 cm x 8 cm 크기 이하의 gel을 적용할 수 있습니다.

수납시

사용시



구성



WSE-5640 CyanoViewSmart



차광박스



Gel Tray



AC 어댑터

SPECIFICATION

명칭	WSE-5640 CyanoViewSmart
광원	투과형 LED 광원 (Trans-Cyan LED 505 ± 25 nm)
조사 면적	130 × 80 mm (유리 면적 135 × 92 mm)
발광 강도	500 μW (발광면 중앙 기준)
View window	Orange filter
크기	수납시 : 225(W) × 220(D) × 75(H) mm 사용시 : 225(W) × 220(D) × 195(H) mm
무게	1.6 kg
전원	DC 24 V, 0.5 A
AC 어댑터	입력 : AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA 출력 : DC 24 V, 1 A
제품 구성	WSE-5640 CyanoViewSmart 본체 1 대, 차광박스 1 개, Gel Tray 1 개, AC 어댑터 1 개
작동 온도	20°C ~ 30°C
Cat. No.	2008160

사용 가능한 형광 시약

DNA, RNA 용	EtBr
	EzFluoroStainDNA (ATTO)
	SYBR Safe
	SYBR Gold
	SYBR Green I
	GelRed
단백질 용	FluoroVue
	Midori Green Xtra
	EzLabelFluoroNeo (ATTO)
	SYPRO Ruby
	SYPRO Orange
	SYPRO Tangerine
	Coomassie Fluor Orange
	Oriole fluorescent gel stain
	Flamingo fluorescent gel Stain
Pro-Q Diamond	
Phos-Tag Magenta	
Phos-Tag Aqua	

※ 상기 시약의 검출을 보증하는 것은 아닙니다.
 ※ 시약의 자세한 내용은 시약 제조사에 확인하시기 바랍니다.
 ※ 상기 외에도 EX, EM 파장과 적합한 시약이라면 사용이 가능합니다.



(주)아토코리아

대전광역시 유성구 복용로40번길 5-6, 102호
 Tel. 042-822-1117 / Fax, 042-825-1116
 URL : www.attokorea.co.kr
 E-Mail : info@attokorea.co.kr

0,000 001 = 10⁻⁶ micro
 0,000 000 001 = 10⁻⁹ nano
 0,000 000 000 001 = 10⁻¹² pico
 0,000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁵ femto
 0,000 000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁸ ATTO