



Blocking Solution



AE-1475 EzBlock Chemi


- Skim milk, BSA를 대체할 수 있는 액상 Blocking solution
Western Blot, ELISA 등에 적용 가능
- Protein free 제품으로 background가 적음
- 변질 가능성이 낮아 장기간의 Antibody 보관에 적합
- 10~30분 반응으로도 Blocking이 완료

EzBlock Chemi 5X 500ml

Comparison


**Low Background Noise
Higher Signal**

Sample : HeLa extract, 2µg/lane~1/2 dilution
Blocking : description in above, 30 min @ RT
1st Antibody : Smad 2 antibody (1/3,000 dilution)
2nd Antibody : HRP-Rabbit Ig antibody (1/100,000 dilution)
Detection : EzWestLumi plus, 1min



**Faster Blocking
10 ~ 30 min**

Time dependency of blocking reaction with EzBlock Chemi
incubation time : 3, 10, 30 min



Related Products



AE-1476 EzBlock BSA

BSA를 대체할 수 있는 액상 Blocking solution
Western Blot, ELISA 등에 적용 가능
100x Tween20 10ml 동봉



AE-1477 EzBlock CAS

SKim milk를 대체할 수 있는 액상 Blocking solution
Western Blot, ELISA 등에 적용 가능
100x Tween20 10ml 동봉

Specification

Product	AE-1475 EzBlock Chemi	AE-1476 EzBlock BSA	AE-1477 EzBlock CAS
Code No.	2332615	2332616	2332617
Package	Blocking sol'n : 5x 500mL	Blocking sol'n : 5x 200mL Tween 20 : 100x 10ml	Blocking sol'n : 5x 200mL Tween 20 : 100x 10ml
Storage	for 1 year at cold storage	for 1 year at cold storage	for 1 year at cold storage

(주)아토코리아

대전광역시 유성구 복용로40번길 5-6, 102호 (복용동)
Tel. 042-822-1117 / Fax. 042-825-1116
URL : www.attokorea.co.kr
E-Mail : info@attokorea.co.kr

0,000 001 = 10⁻⁶ micro
0,000 000 001 = 10⁻⁹ nano
0,000 000 000 001 = 10⁻¹² pico
0,000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁵ femto
0,000 000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁸ atto

